

Einsatzdokumentation: Datenübernahme aus Zoll X Series und Corpuls C3

1. Auswahl Verlaufsfield

2. Detailansicht Verlauf
> Medizinprodukt auslesen

3. Kategorie Medizinprodukt mit
Zuordnung Rettungsmittel oder
Favoriten wählen

Ohne Ankunftszeit kein
Auslesen möglich.

Kein automatisiertes Auslesen,
jede Abfrage muss manuell
gestartet werden!

Empfehlung zum Start des Ausleseprozesses:

1. Vor Zuweisung Zielklinik, Snapshot des Protokolls inkl. ausgelesener Vitalparameter inkl. EKG werden mit der Anmeldung vorab der Klinik übermittelt.
2. Bei Abschluss Protokoll.

Fehlerhafte Werte könnten mit der Funktion „Einträge bearbeiten“ gelöscht oder korrigiert werden.

Vitalparameter			
Zeitpunkt	Puls	SpO2	
13:22			✓ ✕
13:23	86	96	✓ ✕
13:24	100	98	✓ ✕
13:25			✓ ✕
13:26			✓ ✕

Nur Corpuls: Ausleseintervall = 5 Minuten , bei kleinerem Intervall keine Erkennbarkeit der Werte im Protokoll.

Corpuls Ausleseintervall in Minuten