

# Kurzanleitung DT Research


1

## Tablet Bedienung

<b>AN/AUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starten über die An/Aus Taste, ca. 2 Sek. gedrückt halten (siehe <b>B</b> ganz links).</li> <li>Wählen Sie den zugewiesenen Benutzer.</li> <li>Öffnen Sie „DIVIDOK mobil“ über die linke Kachel (siehe <b>E</b>).</li> <li>Energiesparen An/Aus Taste ca. 2 Sek. gedrückt halten</li> <li>Herunterfahren An/Aus Taste länger als 4 Sek gedrückt halten</li> <li>Überprüfen Sie ggf. die Funktionsstellung des Schalters Funkverbindungen (siehe <b>F</b>)</li> </ul>
<b>Navigation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedienung wie bei üblichen Smartphones oder Tablets mit (Mehr-)Fingergesten oder wenn vorhanden mit digitalem Stift.</li> </ul>
<b>Akku laden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Über mitgeliefertes Netzteil (Anschluss siehe <b>C</b>)</li> </ul>



## Erklärungen Hardware

<b>A</b> Front-Kamera	<b>F</b> Funkverbindungen (nur erste Generation)
<b>B</b> An/Aus, Statusleuchten, Zusatztasten	<b>G</b> Hauptkamera
<b>C</b> Anschluss Stromversorgung	<b>H</b> Akku
<b>D</b> Kachel DIVIDOK mobil	<b>I</b> Handschlaufe
<b>E</b> Kacheln Zusatz-Apps (siehe Punkt 3)	<b>J</b> Kartenleser (hinten Klappe, Chip nach vorne links)



## Erklärungen DIVIDOK mobil (Datenerfassung)

<b>K</b> Neues Formular	<b>O</b> Funktionsleiste
<b>L</b> Formularübersicht	<b>P</b> Pflichtfeld orange hinterlegt (beispielhaft)
<b>M</b> Auswahlliste Formulare (über <b>K</b> )	<b>Q</b> Hinweise auf Pflichtfelder (roten Kreis anklicken)
<b>N</b> Formularbearbeitung	<b>R</b> Zurück Pfeile



## Kurzanleitung DT Research

2


### DIVIDOK mobil Anwendung

#### Hauptmenü/ Formularübersicht

- Start über Schaltfläche „Neues Formular“ (siehe **K**).
- Gewünschtes Formular auswählen (siehe **M**), Absprung in Formularbearbeitung.
- In der Übersicht (siehe **L**) werden alle noch nicht an den Server übermittelten Formulare angezeigt zur weiteren Bearbeitung, nutzbar auch bei mehreren Patienten.
- Zurück zum Hauptmenü oder aus sich geöffneten Dialogfenstern heraus über Zurückpfeile (siehe **R**).

#### Funktionsleiste

- Drei Punkte-Schaltfläche oben ganz rechts öffnet Beschriftung.




#### Datensatz

- Ausfüllen der Felder mit Bildschirmtastatur oder Schrifterkennungsfeld, Pflichtfelder sind orange hinterlegt und können im roten Kreis oben links nachverfolgt werden (Anwahl öffnet Liste, nach Auswahl Hinweis Fokus auf Formularbereich, siehe **Q**).

#### Gesundheitskarte auslesen

- Karte in den Kartenleser stecken (Klappe öffnen), die Vorderseite zum Anwender und der Chip nach links.
- Über die Schaltfläche „Kartendaten“ in der Funktionsleiste (siehe **O**) öffnet sich das Auslesenmenü. Mit einem Klick auf „Aktualisieren“ wird nach 2-3 Sekunden der Karteninhalt angezeigt und kann ausgewählt werden. Jeder ausgelesene Datensatz verbleibt für 24 Stunden im Speicher.



### Service

Bei Problemen mit Hardware oder Software nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Takwa GmbH: 0361-6534096, Thieme DokuFORM GmbH: 0451-9899484-19


## Kurzanleitung DT Research

3

### Zusatzfunktionen (Applikationen)


#### Navigation und Funktionalität der Zusatz-Apps

- Öffnen der Zusatz-Apps: Karten (S) und Übersetzer (T) aus dem Startmenü. Für die Nutzung Grundfunktionen der Apps ist keine Datenverbindung notwendig.





#### Karten-App (S)

- Zeigt nach dem Öffnen die aktuelle Position. Die Navigation innerhalb der Kartenapp erfolgt mittels Touchscreen (ein oder zwei Finger). Die Suchfunktion (U) kann offline genutzt werden.
- Verlassen der App über die Schaltfläche Startbildschirm (R)
- Erweiterte Funktionen (V) z.B. Entfernungsmessung (Lineal), Karte nach Norden ausrichten, usw



#### Übersetzer-App (T)

- Die Grundfunktion steht offline zur Verfügung. Schaltflächen (W) zur Auswahl der Quell- und Zielsprache (Für die Spracherkennung und Ausgabe ist eine Internetverbindung notwendig).
- Sprachführer mit essentiellen Redewendungen (X) nach Kategorien. Kategorie Notfall (Y)



- Zurück zum Hauptmenü Schaltfläche (R)

### Service

Bei Problemen mit Hardware oder Software nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Takwa GmbH: 0361-6534096, Thieme DokuFORM GmbH: 0451-9899484-19

## Kurzanleitung DT Research


4

### Zusatzfunktionen (Whitelist, Mattermost)

#### Whitelist (freigegebene Inhalte des Internet)

- Zugriff auf freigegebene Seiten innerhalb der DIVIDOK mobil Applikation über Whitelist unter Schaltfläche Z. Die Nutzung des Internets ist auf die angezeigten Inhalte begrenzt.

#### Navigation und Funktionalität innerhalb DIVIDOC mobil siehe Punkt 2





- Zurück zum Hauptmenü Schaltfläche (R)

#### Mattermost (Nachrichtendienst)

- Mattermost mit Schaltfläche (Ma) öffnen um vorab Informationen (Text, Foto) zum Zielklinikum zu senden.

#### Navigation und Funktionalität innerhalb DIVIDOK mobil siehe Punkt 2

- Nachrichtenziel auswählen (Zi)
- Text eingeben und mit Schaltfläche (Se) versenden
- Erstellen von Fotos zum direkten Versand mit Schaltfläche (Fo)



### Service

Bei Problemen mit Hardware oder Software nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  
Takwa GmbH: 0361-6534096, Thieme DokuFORM GmbH: 0451-9899484-19